

Chaise d'aisance Hygie-Classic

Description pour appel d'offres

Chaise d'aisance Hygie-Classic en acier galvanisé avec revêtement E-COAT
 Résistance au poids : 400 lb - 180 kg
 Hauteur siège/sol ajustable : 16" to 20" - 40.5 x 51 cm
 Siège (larg. x prof.) : 19.5"(ou 24") x 17" - 49.5 (ou 61) x 43 cm
 Conforme aux nouvelles normes de désinfection
 Conçue pour les Enveloppes hygiéniques Hygie®
 Fabriquée au Canada 🇨🇦

Code produit

Le code produit dépend des options choisies pour la chaise. Demandez à votre représentant.

Présentation

La chaise d'aisance Hygie-Classic est fabriquée en acier avec un revêtement E-COAT et sans surfaces poreuses. Elle est spécialement conçue pour les hôpitaux et les soins de longue durée. Elle peut être utilisée avec les Enveloppes hygiéniques® Hygie.

Caractéristiques

Couleur blanche. 100 % acier galvanisé. Surfaces non poreuses. Revêtement E-COAT sur la surface extérieure. Empattement haute stabilité. Roues pivotantes à 360° avec freins manuels et indépendants. Appui-bras pivotants. Hauteur ajustable 16" à 20". Largeur XL disponible. Facile à nettoyer : pas de recoins. Pièces de remplacement disponibles.

Dimensions



	Largeur standard		Largeur XL	
	cm	pouces	cm	pouces
Largeur totale	54.5	21.5	66	26
② Hauteur totale	94 to 104	37 to 41	94 to 104	37 to 41
Profondeur totale	79	31	79	31
④ Hauteur siège/sol	40.5 to 51	16 to 20	40.5 to 51	16 to 20
⑤ Dossier	42	16.5	42	16.5
① Largeur du siège	49.5	19.5	61	24
③ Profondeur du siège	43	17	43	17
⑨ Distance entre les poignées	15	6	15	6
⑩ Hauteur sous les rails/sol	39 to 49	15.25 to 19.25	39 to 49	15.25 to 19.25
⑪ Hauteur appui-bras	20.5	8	20.5	8
⑫ Diamètre des roues	15	6	15	6
⑬ Longueur poignée	10	4	10	4
Poids de la chaise	16	35	16	35
Chargement maximum	181	400	181	400

Composition

Châssis: 100% acier.

Performance

Roues: caoutchouc sans traces. Siège toilette, Siège Bassine et Cuvette: Polypropylène. Pas de latex.
 Résistance au poids = 400 lb or 180 kg.

Destination

Pour toute personne, homme ou femme, qui a besoin d'une chaise d'aisance que ce soit dans un centre de soins (hôpital, centre d'accueil, ...) ou à la maison.

Mode d'emploi

Se référer au guide d'instructions.

Précautions d'emploi

Se référer au guide d'instructions.

Options & accessoires

Hauteur siege/sol ajustable: 16" à 20".

2 largeurs: 19.5" ou 24"

Sièges, Cuvette et accessoires



Siège Rond Ouvert Sans Couvercle



Siège Bassine Hy21® avec fond plein



Siège Allongé Ouvert Avec Couvercle



Siège Bassine Hy21® avec trous



Siège Allongé Fermé Avec Couvercle



Siège Bassine Hy21® sans fond



Cuvette Anti Éclaboussures



Plaque d'accessoires avec distributeur d'enveloppes hygiéniques et support pour lingettes désinfectantes

Nettoyage/ Désinfection

La chaise d'aisance Hygie-Classic® doit être nettoyée en profondeur après chaque utilisation. Pour nettoyer la chaise d'aisance, il est recommandé d'utiliser un détergent ou un produit enzymatique. Il est préférable d'utiliser un produit qui combine les propriétés d'un détergent et d'un désinfectant, et qui permet ainsi d'effectuer les deux étapes en même temps, car il réduira le temps de nettoyage.

Il n'est pas recommandé d'utiliser un laveur-décontaminateur pour nettoyer ou désinfecter la chaise d'aisance Hygie-Classic®.

Roues: Les roues ne sont pas conçues pour résister à une température supérieure à 40 °C ou 104 °F.

Siège Bassine et Cuvette: ils peuvent être nettoyés dans un laveur-décontaminateur sans excéder la température de 91°C or 196°F.

Pour plus de détails se référer aux instructions de nettoyage.

Avantages

Robuste et stable.

Peut être placée au-dessus de tous les types de toilettes. Siège à usage uni-patient disponible.

Identification

Chaque chaise d'aisance est identifiée avec un numéro de série.

Garantie

Le châssis est garanti 2 ans à partir de la date d'achat. Les pièces mobiles sont garanties 1 an à partir de la date d'achat. Les accessoires (siège, cuvette) sont garantis 3 mois à partir de la date d'achat.

Voire le certificat de garantie pour plus de détails.

Risques / Sécurité

Se référer au guide d'instructions.

Manutention Stockage Conditionnement

/ Conserver au propre, à l'abri du soleil et de l'humidité.

Caisse	1 chaise Hygie-Classic	32 x 32 x 40 pouces / 50 lb 81.3 x 81.3 x 101.6 cm / 22.6 kg
Palette	2 caisses par palette (2 chaises)	48 x 40 x 45 pouces / 150 lb 121.9 x 101.6 x 114.3 cm / 68 kg